

**Indicação:**

Indicado para confecção de próteses odontológicas, consertos e reembasamentos, especificamente para trabalhos com técnica micro-ondas.

Características / benefícios:

Capacidade de alta translucidez em seu estado incolor e alta estabilidade de cor devido a qualidade de seus pigmentos orgânicos biocompatíveis.

Contra indicações:

Contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele ou outras reações alérgicas em pessoas suscetíveis.

Precauções / advertências:

Somente para uso profissional odontológico.

Pode formar misturas ar/pó inflamáveis.

Recomenda-se manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas nitrílica e óculos de proteção.

Produto de uso único.

O produto não polimerizado não deve entrar em contato com a mucosa do paciente, pois o calor da polimerização pode causar queimaduras.

Descartar os resíduos conforme normativas vigentes.

Não é recomendável o uso deste produto por gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas para este tipo de produto.

Em caso de intoxicação, lavar olhos e pele com água corrente por pelo menos 15 minutos. Se os sintomas de irritação persistirem, procurar assistência médica.

Composição:

Polimetilmetacrilato, peróxido de benzoíla e pigmentos biocompatíveis.

Apresentações:

Embalagens de 225g e 1000g.

Cores disponíveis:

Incolor, black, cristal, médio B, rosa claro, rosa escuro, rosa especial, rosa médio e palato.

Condições de armazenamento:

Conservar ao abrigo do sol, em local limpo, seco, arejado e em temperatura ambiente.

Preparo:

Agitar o frasco antes de usar.

Os recipientes e as mãos devem estar isentos de contaminantes para evitar alterações de cor.

Preparar o modelo em cera e inserir em mufla específica para micro-ondas.

Derreter a cera, retirar excesso e lavar a cavidade da mufla com água quente e detergente.

Aplicar o Isolante Triunfo na cavidade e na base de gesso para evitar incrustações de gesso e facilitar a demuflagem e a polimerização da resina acrílica.

Dosagem e plastificação:

A Triunfo Dents recomenda utilizar o Líquido Acrílico Termopolimerizável Triunfo (com cross link) para manter as propriedades e a qualidade especificada deste produto.

No recipiente de mistura de vidro ou silicone, adicionar a quantidade necessária de resina Triunfo Micro-Ondas. Sobre a resina, adicionar o Líquido Acrílico Termopolimerizável Triunfo na proporção 2:1 (2 medidas de pó para 1 medida de líquido).

Homogeneizar cuidadosamente com espátula, evitando a incorporação de bolhas de ar.

Aguardar a fase plástica que ocorre quando o material se soltar das paredes do recipiente.

É importante conservar o teor de umidade da mufla.

Nos casos de trabalhos que serão realizados de um dia para o outro, manter a mufla hidratada.

Prensagem:

Na fase plástica, a resina deve ser inserida na mufla.

Cobrir a resina com filme plástico separador (polietileno de alta densidade).

Levar a mufla à prensa e aplicar gradativamente pressão até atingir 500/1000 Kgf.

Retirar o plástico separador e o excesso de material.

Fechar a mufla, realizar a prensagem definitiva no máximo 1000 Kgf e aguardar aproximadamente 2 horas antes de iniciar a polimerização no micro-ondas.

Polimerização:

Para realizar a polimerização no micro-ondas (potência 800 a 1200 W) recomenda-se o seguinte ciclo.

1° etapa	2° etapa	3° etapa
10 min - 10 % (potência baixa)	10 min - 30 % (potência média)	5 min - 70 % (potência alta)

Demuflagem:

Aguardar resfriamento natural da mufla e realizar a demuflagem com cuidado para não danificar os dentes ou a prótese.

Acabamento:

Após total polimerização do produto iniciar o acabamento com brocas e fresas, utilizar pedras abrasivas na etapa intermediária de acabamento e finalizar com lixas de textura fina.

Polimento:

Devido à presença de cross link, recomenda-se somente polimento mecânico para este produto.

A Triunfo Dents recomenda o uso de escova macia e do bastão para polimento Triunfo Bril.

Validade:

10 anos a partir da data de fabricação.

TRIUNFO MICRO-ONDAS



Resina Acrílica Termopolimerizável

Ficha Técnica

Responsável técnico:

Francisco Pimenta de Souza - CRQ IV 04263547

Registro ANVISA:

Triunfo Micro-Ondas - ANVISA nº 80772730006

Fabricante:

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos LTDA
Rua Octavio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho, CEP 13632-622
Pirassununga - SP - Brasil
Fone: (19) 3565-0483
CNPJ: 11.959.613/0001-77
www.dentetriunfo.com.br