



FICHA TÉCNICA – TRIUNFO BRIL

Indicação

Bastão para polimento e brilho em prótese dentária.

Advertências e Precauções

- Utilizar equipamento de proteção individual;
- Conservar ao abrigo de luz e calor, fechado em local seco e fresco.

Instruções de Uso

Para obter brilho finalizar utilizando o bastão Triunfo Bril Polimento, aplicando-o em uma escova de flanela. Assim que houver aderência do produto na escova, passar a prótese na mesma até obter o resultado desejado.

Composição

Dióxido de Silício e Ceras Artificiais.

Validade

05 anos após a data de fabricação.

Declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.

Responsável Técnico

Francisco Pimenta de Souza – CRQ IV 04263547